

Validité: 22.12.2024

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental

# OFFRES FIN D'ANNÉE 2024



**LIGHTEST  
AND SMALLEST  
OVERCOMING ANY CHALLENGES \***

SWISS  MADE



**RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND**  
STAND 2L13 | NIVEAU 2 | DU 26 AU 30 NOV. 2024  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS | 75017 Paris

\* Le plus léger et le plus petit, pour relever tous les défis

Bien-Air Europe Sàrl 19-21 Rue du 8 Mai 1945 94110 Arcueil France Tél. +33 (0)1 49 08 02 60 services.fr@bienair.com www.bienair.com

# EDITO

ENSEMBLE, NOUS CONSTRUISONS L'AVENIR DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE.

Cher Praticien,

La nouvelle réglementation européenne sur les dispositifs médicaux (MDR) entrera bientôt en vigueur en Europe, impactant tous les dispositifs médicaux, y compris les instruments rotatifs dentaires. Cette réglementation a pour objectif de garantir la **sécurité** et l'**efficacité des dispositifs médicaux** commercialisés dans l'Union européenne tout au long de leur cycle de vie.

En tant que fabricant, la société Bien-Air s'est toujours engagée à maintenir un niveau d'exigence élevé en matière de qualité et de conformité réglementaire. En choisissant nos produits, vous avez l'**assurance de travailler avec des dispositifs conformes aux normes les plus strictes du marché**, nous sommes d'ores et déjà prêts à répondre à ces exigences.

En tant que praticien, cette réglementation implique pour vous une responsabilité accrue : vous devenez directement responsables des achats de matériel que vous utilisez et de leur maintenance. Au-delà de ces normes, il est également important de penser à la **réparabilité** des produits. C'est pourquoi, chez Bien-Air, nous avons intégré cette philosophie dans notre processus de conception et de fabrication.

Nos instruments sont conçus pour être non seulement **fiables et performants**, mais aussi **réparables et réutilisables**, prolongeant ainsi leur durée de vie tout en **minimisant leur impact environnemental**.

Pour optimiser le cycle de vie de vos instruments, optez pour une maintenance préventive. Notre plateforme de réparation **REPAIR SERVICE** (disponible sur [www.bienair.com](http://www.bienair.com)) vous permet d'envoyer vos instruments à nos techniciens pour analyse et maintenance. Vous bénéficiez d'une prise en charge gratuite de vos colis et d'une qualité assurée grâce aux pièces de réparation d'origine. Ce service est aussi disponible auprès de votre distributeur partenaire.

Bien-Air s'engage à vos côtés pour votre **sécurité et celle de vos patients**. Pour répondre aux exigences du marché tout en satisfaisant vos besoins en matière d'équipements, nous vous proposons de découvrir nos packs d'instruments classic et premium, à composer vous-même en page 4 et 6, offrant une réponse adaptée à vos besoins et à votre budget. Pour encore plus de sérénité, optez pour notre **contrat de maintenance SafelInvest** en dernière page de couverture : les instruments vous appartiennent et nous en prenons soin pour vous.

Ensemble, nous construisons l'avenir de la santé bucco-dentaire.

L'équipe Bien-Air Dental.

# CONTACT



## BENOÎT GUILLEMIN

RESPONSABLE DES VENTES  
06 69 21 13 99  
[benoit.guillemain@bienair.com](mailto:benoit.guillemain@bienair.com)



## STÉPHANE PELLOIN

RESPONSABLE RÉGIONAL OUEST - IDF  
06 98 44 53 05  
[stephane.pelloin@bienair.com](mailto:stephane.pelloin@bienair.com)



## NATHALIE BRION

RESPONSABLE RÉGIONALE SUD  
06 68 47 29 40  
[nathalie.brion@bienair.com](mailto:nathalie.brion@bienair.com)



## LUDOVIC PERNET


RESPONSABLE RÉGIONAL NORD - IDF - EST  
07 63 86 83 45  
[ludovic.pernet@bienair.com](mailto:ludovic.pernet@bienair.com)



## BIEN-AIR EUROPE

+33 1 49 08 02 60  
[services.fr@bienair.com](mailto:services.fr@bienair.com)  
[www.bienair.com](http://www.bienair.com)

RETROUVEZ-NOUS SUR:



ONLINE SHOP  
[www.bienair.com/eshop](http://www.bienair.com/eshop)

# REPAIR SERVICE

Un service de réparation simple, rapide et efficace, avec une maîtrise optimale des coûts.



Prix de réparation forfaitaires



Enlèvement et retour gratuits



Garantie prolongée jusqu'à 1 an



Pièces de réparation d'origine



Faites votre demande de réparation ici

[WWW.REPAIRSERVICE.BIENAIR.COM](http://WWW.REPAIRSERVICE.BIENAIR.COM)



## WHATSAPP CUSTOMER SERVICE\*



RESTONS TOUJOURS CONNECTÉS.

- ✓ Nos professionnels sont disponibles pour tous vos besoins
- ✓ Un service unique par chat, vidéo ou appel
- ✓ Obtenez une réponse instantanée avec un interlocuteur dédié et expérimenté

Vous pouvez maintenant nous joindre au numéro suivant :

**+33 6 72 49 48 49**

\*service clients

CLASSIQUE

BORA 2  
Iconic  
reliability\*

\*Une fiabilité emblématique

*le passé  
est acquis,  
le futur assuré.*

SWISS  MADE

**LE SAVIEZ-VOUS ?**

Difficile de stériliser vos instruments entre chaque patient? Manque de matériel, investissement important? Bien-Air vous accompagne pour limiter le risque d'infections croisées.

Composez votre pack de 3 ou 9 instruments.

	Tarif à l'unité	Tarif unitaire à partir de 3 instruments	Tarif unitaire à partir de 9 instruments
BORA 2	<b>790 €</b>	<b>669 €</b>	<b>619 €</b>
CA 1:5 L	<b>829 €</b>	<b>769 €</b>	<b>729 €</b>
CA 1:1 L	<b>499 €</b>	<b>479 €</b>	<b>449 €</b>

Exemple d'un Pack de 9 :


  
**x3 + x3 + x3 = 5391 €** 6-354 €
  
**SOIT 599€ L'INSTRUMENT**



SCANNEZ-MOI

**829 €**

CA 1:5 L

CA 1:5 L STANDARD REF 1600386-001  
CA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1600690-001  
Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI

**499 €**

CA 1:1 L

CA 1:1 L STANDARD REF 1600384-001  
CA 1:1 L MICRO-SERIES REF 1600691-001  
Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI

**1049 €**

CA 10:1 L

CA 10:1 L REF 1600385-001  
Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI

CLASSIC **1:1**

**AT AN  
UNBEATABLE  
PRICE\***

\*La qualité Bien-Air à un prix imbattable

SWISS  MADE

PREMIUM

TORNADO

NOVA

PROTECTIVE SHIELD

4X PLUS DUR

Le contre-angle Nova avec sa tête réduite et la finesse de son manche augmente votre champ de vision et facilite l'accès à l'arrière de la cavité buccale. Le Nova est le contre-angle avec la **plus petite tête** et le **manche le plus fin** de toute la gamme Bien-Air.

SEE BEYOND

BETTER VISIBILITY, IMPROVED ACCESSIBILITY\*

\* Plus de visibilité, une meilleure accessibilité

SWISS MADE




PUISSANCE RIME AVEC CONTRÔLE

La technologie **Steady Torque** associe une répartition de pression d'air et de débit d'échappement optimaux; la turbine Tornado est la plus puissante de la gamme Bien Air.



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Avec des **roulements à billes** en céramique résistants à l'usure et un design repensé du rotor, la durée de vie est prolongée.



FIABILITÉ & PRÉCISION ACCRUE

Le mécanisme d'entraînement et de serrage **Accu-Chuck PreciPlus** assurent un serrage infailible de la fraise.



PLUS DE SÉCURITÉ

Avec la technologie antichauffe **Cool Touch+** brevetée, l'accumulation de chaleur est stoppée pour diminuer les risques de brûlure de vos patients.



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Grâce aux nouveaux **engrenages Cylcro** conçus pour limiter les frottements et diminuer leur usure, la durabilité est augmentée.



TÊTE 4X PLUS RÉSORTANTE

Conçue en **acier inoxydable**, elle résiste davantage aux chocs et augmente la durée de vie de 30% par rapport à un contre-angle classique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Difficile de stériliser vos instruments entre chaque patient? Manque de matériel, investissement important? Bien-Air vous accompagne pour limiter le risque d'infections croisées.

Composez votre pack de 3 ou 6 instruments.

	Tarif à l'unité	Tarif unitaire à partir de 3 instruments	Tarif unitaire à partir de 6 instruments
TORNADO	1 199 €	1 119 €	1 079 €
CA NOVA ROUGE	1 249 €	1 169 €	1 129 €
CA NOVA BLEU	939 €	859 €	789 €

Exemple d'un Pack de 6 :

x2 + x2 + x2 = **5 994 €** ~~6 774 €~~  
SOIT **999 €** L'INSTRUMENT

1 199 €

TORNADO

TORNADO LED POUR RACCORD BIEN-AIR UNIFIX REF 1600908-001  
TORNADO LK POUR RACCORD KAVO® MULTIFLEX\*\* REF 1600907-001  
TORNADO 5° LED POUR RACCORD BIEN-AIR UNIFIX REF 1600933-001  
TORNADO 5° LK POUR RACCORD KAVO® MULTIFLEX\*\* REF 1600932-001

Garantie 36 mois

NEW : 36 mois de garantie



SCANNEZ-MOI

1 249 €

NOVA 1:5 L

CA NOVA 1:5 L REF 1601139-001  
CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1601138-001

Garantie 36 mois



SCANNEZ-MOI

939 €

NOVA 1:1 L

CA NOVA 1:1 L REF 1601137-001  
CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES REF 1601136-001

Garantie 36 mois

micro SERIES



SCANNEZ-MOI

# PROPHY ENDO



**449 €**  
PROPHY 10:1

PM 10:1  
REF 1600289-001  
Livré avec 2 embouts jetables  
Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI



**629 €**  
PROPHY 15:1

CAP 15:1  
REF 1600290-001  
Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI



**549 €**  
PM 1:1

PM 1:1 STANDARD REF 1600383-001  
PM 1:1 MICRO-SERIES REF 1600693-001  
Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI



**879 €**  
ENDO 4:1

CA ENDO 4:1  
REF 1600955-001  
Garantie 12 mois



SCANNEZ-MOI



**945 €**  
MICROMOTEUR  
MC2

MC2 LED REF 1600681-001  
MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001  
Garantie 18 mois



SCANNEZ-MOI



**889 €**  
MICROMOTEUR  
MC3

MC3 LED REF 1600680-001  
MC3 LK REF 1600077-001  
Garantie 18 mois



SCANNEZ-MOI

# GAMME LABORATOIRE



**1 590 €**  
STATION  
STS-TRIMMER  
+ TDS 890

STATION STS-TRIMMER  
REF 1700296-001  
Garantie 12 mois



SCANNEZ-MOI



**680 €**  
STATION S001  
+TD 783

STATION S001  
REF 1700126-001  
Garantie 12 mois



SCANNEZ-MOI



**465 €**  
TURBINE TD 783

TD 783  
REF 1600161-001  
Garantie 12 mois



SCANNEZ-MOI



**640 €**  
STATION SF 811  
+TD 783

STATION SF 811  
REF 1700083-001  
Garantie 12 mois



SCANNEZ-MOI



**890 €**  
TURBINE TDS 890

TDS 890  
REF 1600163-001  
Garantie 12 mois



SCANNEZ-MOI

## 2890€

### LUBRICARE 2

LUBRICARE 2 REF 1601156-001  
+ DUOPACK ENTRETIEN OFFERT  
Garantie 24 mois



PROFITEZ DE NOTRE OFFRE 1 RACCORD LUBRICARE ACHETÉ = 1 RACCORD LUBRICARE OFFERT  
LORS DE L'ACHAT D'UN LUBRICARE 2 (DANS LA LIMITE DE 2 RACCORDS IDENTIQUES)

## ENTRETIEN RAPIDE, EFFICIENT ET ÉCONOMIQUE

Le Lubricare 2 prend en charge l'entretien des pièces à main (lubrification et nettoyage), essentiel au bon fonctionnement des instruments. Il permet le maintien automatique de 4 instruments en un temps record. De plus, comme la quantité de lubrifiant et le temps d'entretien pour chaque étape sont préprogrammés dans le Lubricare 2, cela garantit une facilité d'utilisation totale. Il est possible d'entretenir automatiquement jusqu'à 4 instruments en un temps très court puisque la quantité de lubrifiant et la durée d'entretien de chaque pièce sont programmées dans Lubricare 2.

>>> Jusqu'à quatre instruments simultanément

 EN SEULEMENT 20 SEC.



RETROUVEZ LES CONSOMMABLES  
DU LUBRICARE 2 SUR NOTRE  
SHOP ONLINE



DÉCOUVREZ ICI NOTRE VIDÉO  
SUR L'UTILISATION DE NOTRE  
LUBRICARE 2

# ACCESSOIRES



DÉCOUVREZ ICI TOUS NOS  
GUIDES D'ENTRETIEN DES  
INSTRUMENTS



**46€** LA BOUTEILLE  
SOIT 276€ LE LOT DE 6 BOUTEILLES

### LUBRIFLUID

LUBRIFICATION  
DE VOS INSTRUMENTS

LOT DE 6 BOUTEILLES  
LUBRIFLUID REF 1600064-006



**46€** LA BOUTEILLE  
SOIT 276€ LE LOT DE 6 BOUTEILLES

### SPRAYNET

NETTOYAGE  
DE VOS INSTRUMENTS

LOT DE 6 BOUTEILLES  
SPRAYNET REF 1600036-006



**35€** LA BOUTEILLE  
SOIT 210€ LE LOT DE 6 BOUTEILLES

### AQUACARE

ÉLIMINE LE SÉRUM  
PHYSIOLOGIQUE DE  
VOS INSTRUMENTS

LOT DE 6 BOUTEILLES  
AQUACARE REF 1600617-006



**45€**  
**LUBRIMED**  
GRAISSE MÉDICALE  
POUR VOS TURBINES  
LUBRIMED REF 1000003-001



**40€**  
**CARTOUCHES  
LUBRIMED**  
LOT DE 6  
CARTOUCHES LUBRIMED REF 1600037-006

# RACCORDS TURBINE



**240€**  
**UNIFIX**  
LUMIÈRE  
REF 1600363-001  
Garantie 12 mois



**345€**  
**UNIFIX REG**  
LUMIÈRE AVEC  
RÉGLAGE SPRAY  
REF 1600086-001  
Garantie 12 mois



**280€**  
**MULTIFLEX  
LK**  
LUMIÈRE  
REF 1600902-001  
Garantie 12 mois



**345€**  
**MULTIFLEX  
LK REG**  
LUMIÈRE AVEC  
RÉGLAGE SPRAY  
REF 1600866-001  
Garantie 12 mois

# CHIROPRO

IMPLANTOLOGIE



SCANNEZ-MOI



# 3 609 €

## CHIROPRO

CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700708-001

Garantie 24 mois

L'offre comprend:

- 1x console Chiropro
- 1x micromoteur MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1x câble MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1x pédale de contrôle
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x triopack de maintenance



+ 1 CONTRE-ANGLE 20:1 L

SET CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700707-001

# 3 999 €

~~4 899 €~~

POUR 1€ DE PLUS, PROFITEZ DE 20 LIGNES D'IRRIGATION SUPPLÉMENTAIRES SOIT UNE ÉCONOMIE DE 197€

(OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR LE PACK CHIROPRO + 1x CA 20:1 L REF. 1700707-001)



+ 2 CONTRE-ANGLES 20:1 L

SET CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700767-001

# 4 839 €

~~6 189 €~~

# CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGIE

CHIRURGIE ORALE



SCANNEZ-MOI



# 4 209 €

## CHIROPRO PLUS

CHIROPRO PLUS 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700710-001

Garantie 24 mois

L'offre comprend:

- 1x console Chiropro PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1x micromoteur MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1x câble MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1x pédale de contrôle
- 1x support pièce à main
- 5x lignes d'irrigation
- 1x triopack de maintenance



+ 1 CONTRE-ANGLE 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700709-001

# 4 599 €

~~5 499 €~~

POUR 1€ DE PLUS, PROFITEZ DE 50 LIGNES D'IRRIGATION SUPPLÉMENTAIRES SOIT UNE ÉCONOMIE DE 494€

(OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR LE PACK CHIROPRO PLUS + 1x CA 20:1 L REF. 1700709-001)



+ 2 CONTRE-ANGLES 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700709-001 + CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

# 5 439 €

~~6 789 €~~

# iCHIROPRO

IMPLANTOLOGIE

CHIRURGIE ORALE



SCANNEZ-MOI



# 5 209 €

## iCHIROPRO

iCHIROPRO REF 1700439-001

Garantie 24 mois

L'offre comprend:

- 1x console iChiropro
- 1x micromoteur MX-i LED
- 1x câble MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1x pédale de contrôle
- 1x support pièce à main
- 10x lignes d'irrigation
- 1x triopack de maintenance

iPad non inclus



+ 1 CONTRE-ANGLE 20:1 L

SET iCHIROPRO REF 1700440-001

# 5 599 €

~~6 499 €~~

POUR 1€ DE PLUS, PROFITEZ DE 50 LIGNES D'IRRIGATION SUPPLÉMENTAIRES SOIT UNE ÉCONOMIE DE 494€

(OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR LE PACK iCHIROPRO + 1x CA 20:1 L REF. 1700440-001)



+ 2 CONTRE-ANGLES 20:1 L

SET iCHIROPRO REF 1700440-001 + CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

# 6 439 €

~~7 789 €~~

SWISS  MADE

CONTRE-ANGLE

1:2.5

SWISS MADE

# ULTIMATE\* RELIABILITY

LATCH TYPE  
HIGH SPEED SYSTEM

SEULEMENT

1290€

AVEC UN KIT DE LANCEMENT  
GRATUIT DE 4 FRAISES

CA 1:2.5 L + KIT DE LANCEMENT 4 FRAISES REF 1601163-001  
CA 1:2.5 L MICRO-SERIES + KIT DE LANCEMENT 4 FRAISES REF 1601164-001

Garantie 12 mois

## UNE INNOVATION BIEN-AIR! L'ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU STANDARD

Découvrez un nouveau monde lorsque vous associez votre contre-angle à grande vitesse avec des fraises de type latch. Le résultat est un instrument dont la durabilité est multipliée par deux, démontrant une versatilité et une fiabilité inégalées dans tous les scénarios testés.

- 1/ ROBUSTESSE AMÉLIORÉE GRÂCE À LA CONCEPTION UNIQUE DES FRAISES DE TYPE LATCH**
- 2/ STABILITÉ RENFORCÉE ET VIBRATIONS RÉDUITES GRÂCE À LA LONGUEUR DES FRAISES**
- 3/ VITESSE DE COUPE SUPÉRIEURE ET OPTIMISÉE POUR UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE**



115€

~~132€~~

**NEW** Type Zekrya

SET DE 5x RA FRAISES ZEKRYA L 28 mm  
REF 1101384-005  
SET DE 5x RA FRAISES ZEKRYA XL 34 mm  
REF 1101385-005



130€

~~149€~~

**NEW** Type Lindemann

SET DE 5x RA FRAISES LINDEMANN L 28 mm  
REF 1101386-005  
SET DE 5x RA FRAISES LINDEMANN XL 34 mm  
REF 1101387-005



COMMANDEZ EN LIGNE SUR  
WWW.BIENAIR.COM/ONLINESHOP  
ET BÉNÉFICIEZ DE -15% DE  
REMISE ADDITIONNELLE

## GAMME CHIRURGIE



1 290 €

CA 20:1 L

IRRIGATION INTERNE

CA 20:1 L  
REF 1600598-001  
CA 20:1 L MICRO-SERIES  
REF 1600692-001

Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI



580 €

PM 1:1

IRRIGATION EXTERNE

PM 1:1  
REF 1600052-001

Garantie 24 mois



SCANNEZ-MOI



1090 €

PM 1:2

IRRIGATION EXTERNE

PM 1:2  
REF 1600436-001

Garantie 12 mois

NEZ À TUBE SPRAY  
REF 1500567-001



SCANNEZ-MOI



1 639 € ~~1 979 €~~

SET MX-i PLUS  
+ CORDON

(POUR iCHIROPRO ET CHIROPRO PLUS)  
SET MX-i-PLUS REF 1700758-001

-50%  
sur le cordon



99 €

SOIT 9,90 € À L'UNITÉ

LIGNES  
D'IRRIGATION

BOÎTE DE 10 LIGNES  
LIGNES D'IRRIGATION REF 1500984-010



1 629 € ~~1 969 €~~

SET MX-i LED  
+ CORDON

(POUR CHIROPRO)  
SET MX-i-LED REF 1700744-001

-50%  
sur le cordon



75 €

PROTECTIONS  
STÉRILES

POUR IPAD iCHIROPRO REF 1501746-010  
POUR CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN REF 1502329-010



79 €

BOUTON DE  
COMMANDE  
STÉRILISABLE

BOUTON POUR CHIROPRO ET CHIROPRO PLUS  
REF 1307031-001





## CONTRAT DE MAINTENANCE

### SOYEZ TRANQUILLE!


LES INSTRUMENTS VOUS APPARTIENNENT  
ET NOUS EN PRENONS SOIN POUR VOUS.

Safelvest est un service de maintenance premium. Cette solution rentable vous permet de traiter vos patients avec une sécurité maximale et d'optimiser l'ensemble de vos instruments.\*

### COMMENT FONCTIONNE SAFEINVEST ?

Nos experts veillent à une utilisation aussi efficace que possible de l'ensemble de vos instruments. Vos patients sont ainsi traités avec une sécurité maximale.

#### MAÎTRISE DES COÛTS



#### GAIN DE TEMPS



#### RENTABILITÉ



#### FORFAIT MENSUEL

GRATUIT LES 2  
PREMIÈRES ANNÉES  
puis 17 € par instrument.

#### COLLECTE GRATUITE

Lorsque cela est nécessaire, vos instruments sont collectés et retournés – le tout gratuitement via Repair Service.

#### COUVERTURE COMPLÈTE

Avec Safelvest, nous vous fournissons en complément de la garantie fabricant, une couverture élargie incluant les chocs à la tête pour la durée du contrat afin de vous offrir la tranquillité d'esprit.



#### FORMATION

Bien-Air propose régulièrement des formations pour veiller à ce que vous utilisiez et entreteniez correctement les instruments et notre système de lubrification.



CONTACTEZ NOS EXPERTS  
POUR PLUS D'INFORMATIONS

S W I S S  M A D E

\*au minimum 25 instruments